

## Caractéristiques Techniques


Modèle	LBK 3	LBK 6	LBK 12	LBK 30
Capacité maximum	3000g	6000g	12kg	30kg
Précision	0.5g	1g	2g	5g
Reproductibilité (S.D.)	0.5g	1g	2g	5g
Linéarité (±)	1g	2g	4g	10g
Taille du plateau	250x180mm			

## Caractéristiques Générales

Temps de stabilisation typique	2 Sec
Unités de mesure	Gramme (g), Kilogramme (kg), Pound (lb), Ounce (Oz), Pound-Ounce (lb-oz)
Température de fonctionnement	0° - 40°C
Alimentation	12VDC 800mA adapter and 6V 4 Ah rechargeable battery
Calibrage	Automatique externe
Structure	Plastique ABS avec plateau en acier inoxydable
Dimensions totales (lpxh)	250x307x110mm
Poids net	1.8kg

### Accessoires en Option:

- Coque en plastique
- Coque en Plastique (5)
- Coque en Plastique (10)



Adam Equipment - Agences dans le monde

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)