



Dotée d'une construction robuste pour résister à une utilisation quotidienne en classe, la balance triple beam TBB offre la meilleure valeur pour enseigner les concepts de mesure de masse. Bénéficiant d'un châssis de plus grande taille que les autres modèles équivalents, la TBB possède un design breveté muni d'un trépied innovant et d'une pesée intégrée sous la balance à l'aide d'un crochet pour simplifier la détermination de la densité et de la gravité spécifique. Les faisceaux crantés et gradués permettent une lecture au centre afin que les élèves puissent établir rapidement des mesures, tandis que l'amortissement magnétique assure une stabilité plus rapide au cours des expériences. Le châssis métallique associé à un plateau robuste en acier inoxydable sont durables et faciles à nettoyer. Enfin une attache de sécurité intégrée permet de relier en option un câble antivol de type Kensington pour une meilleure sécurité.

## Un instrument fiable, classique et performant pour la mesure de masse



### Caractéristiques

- Le crochet en option permet le pesage sous la balance
- Attache de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington en option pour empêcher le vol de balance.
- Grand plateau de pesée en inox gradué 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- L'amortissement magnétique ralentit le mouvement du pointeur pour des lectures plus rapides.
- Les encoches, à plusieurs niveaux, les barres graduées assurent un positionnement positif ainsi que la lecture précise des résultats
- Espace de stockage inclus pour ranger le poids lorsqu'il n'est pas utilisé

### Application

- Pesage

### A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	TBB 610S	TBB 2610S	TBB 2610T
Capacité	610g	2610g	2610g
Précision	0.1g	0.1g	0.1g
Taille du plateau	152mm ø		
Unités de pesage	g		
Temps de stabilisation (sec)	3		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	Barres graduées avec des chiffres de 7mm de haut		
Carter	Fonte Aluminium		
Dim. totale	550x110x160mm (lpxh)		
Poids net	1.7kg	2.7kg	

**Accessoires**

## Numéro d'article

## Description

700100211.....	Valise de Transport solide avec fermeture
700100046 .....	Fermeture de sécurité et câble
700660290 .....	Certificat de Calibrage

**Principaux Accessoires****Valise de Transport solide avec fermeture**

Solidement construite avec des coins en acier inoxydable, la valise contient une mousse de rembourrage douce pour protéger la balance. Une sangle d'épaule est comprise et la valise est verrouillable.

**Fermeture de sécurité et câble**

Le verrouillage et le câble de sécurité sont compatibles avec la fixation intégrée sur les balances et autour d'un objet pour sécuriser votre instrument en place. Le câble en acier flexible est difficile à couper et la serrure à combinaison permet aux utilisateurs de choisir un code pour une sécurité accrue.

Fourni par