



Die Core-Serie von Adam Equipment ist die beste Wahl bezüglich einfacher Handhabung und Wirtschaftlichkeit. Das robuste ABS-Gehäuse trotz Außen- und Laborumgebungen. Es ist leicht zu reinigen und schützt vor versehentlichen Spritzern. Durch den eingebauten ShockProtect™-Schutz kann Ihre Waage problemlos große Überlastung überstehen. Die Core werden komplett mit Windschutz, Netzadapter, sowie integriertem Sicherungsschlitz geliefert.

Unglaublich robust, unschlagbar preisgünstig



## Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Stapelbar, können somit platzsparend verstaut werden
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Duale Taratasten für links- und rechtshändige Bedienung
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel (Typ Kensington, opt.)
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Drei-Punkte ShockProtect® schützt vor Beschädigung des Wägemechanismus auch bei starker Überlastung
- Haken für Unterflurwägung inklusive
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Netzbetrieb (Adapter inklusive) und Batteriebetrieb (nicht mitgeliefert)

## Anwendungen

- Wägung

## Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2000	CQT 2601	CQT 5000
<b>Kapazität</b>	200g	250g	600g	1500g	2000g	2600g	5000g
<b>Ablesbarkeit</b>	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
<b>Größe Wägeplatte</b>	120mm ø				145mm ø		
<b>Wä geeinheiten</b>	g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T						
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2						
<b>Kalibrierung</b>	Extern						
<b>Anzeige</b>	Hinterleuchtete LCD mit 18mm Ziffernhöhe						
<b>Stromversorgung</b>	12VAC 50/60Hz 150mA adapter (inkl.) / 6 x AA Batterien (opt.)						
<b>Betriebstemperatur</b>	0° bis 40°C						
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff						
<b>Windschutz</b>	Rund 130mm ø x 90mm				k.A.		
<b>Gesamtabmessungen</b>	171x250x80mm (BxTxH)						
<b>Nettogewicht</b>	0.9kg						

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
308002042	Hartschalentragekoffer mit Schloss
308232033	Arbeitsschutzhaube
308232036	Arbeitsschutzhaube (5)
308232037	Arbeitsschutzhaube (10)
700100046	Schloss und Kabel Typ Kensington
700660290	Adam Kalibrierschein
700100035	M1 1g - 100g Gewichtssatz
700100071	M1 1g - 2kg Gewichtssatz
700100072	M1 200g Kalibriergewicht
700100060	M1 500g Kalibriergewicht
700100029	M1 1kg Kalibriergewicht
700100030	M1 2kg Kalibriergewicht
700100012	F1 200g Kalibriergewicht

## Nützliches Zubehör



**Schloss und Kabel Typ Kensington**  
Das Sicherheitsschloss passt in den an den Waagen eingebauten Befestigungsschlitz. Das zugehörige Kabel kann um ein festes Objekt geschlungen werden, um so Ihre Waage an Ort und Stelle zu sichern. Das flexible Stahlseil ist schwer zu zerschneiden, und das Kombinationsschloss bietet zusätzliche Sicherheit.



**Arbeitsschutzhaube**  
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.



**Hartschalentragekoffer mit Schloss**  
Leichte, kratzeste und robuste Tragekoffer mit edelstahlverstärkten Ecken und hochwertiger Schaumstoffpolsterung. Ideal zum sicheren Transport Ihrer Waage. Ein Schultergurt ist inbegriffen. Der Transportkoffer ist außerdem abschließbar.

## Bestellen