



Adams Gesundheitswaagen bieten medizinischen Fachkräften weltweit eine günstige Lösung an. Die stabilen und einfach zu bedienenden MDW-Personenwaagen sind bestens für den Einsatz in Fitnessstudios, Turnhallen, oder Wellnessbereich geeignet. Die MDW sind sehr stabil, mit Metallpodest und rutschfester Wägeplattform, und durch den höhenverstellbaren Messstab kann gleichzeitig mit dem Gewicht auch die Körpergröße ermittelt werden. Die digitalen Modelle MDW 300L und 250L haben einen internen Akku und eine leicht bedienbare farbkodierte Tastatur. Das Modell MDW 300L kann außerdem mit der ermittelten Körpergröße den BMI (Body Mass Index) ermitteln. Das Modell 160M ist eine mechanische Laufgewichtswaage, die mit ihren Transporträdern leicht an einen anderen Platz verschoben werden kann. Durch die klaren Ziffern ist die Gewichtsanzeige leicht ablesbar.

Erschwingliche, leicht zu bedienende Waagen zum Erfassen von Gewicht und Körpergröße



Merkmale und Funktionen

- Integrierte Transportrollen
- Haltefunktion behält das angezeigte Gewicht in der Anzeige
- Lieferung mit Netzadapter und Akku
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.) (nur MDW 300L)
- Berechnung Body-Mass-Index BMI (nur MDW 300L)
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker (nur MDW 300L)
- Nur für nicht-eichfähige Anwendungen
- Rutschfeste Standfläche für sicheres Auf- und Absteigen
- Messlatte zum einfachen Ermitteln der Körpergröße während des Wiegens
- Plattform und Stativ aus Metall

Anwendungen

- Wägung
- BMI-Funktion und -anzeige
- Messen der Körpergröße

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	MDW 250L	MDW 300L
Kapazität	250kg	300kg
Ablesbarkeit	0.1kg	0.05kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.1kg	
Linearität (+/-)	0.1kg	
Größe Wägeplatte	375x275mm	
Wägeeinheiten	kg, lb	
Stabilisierungszeit (sec)	3	
Schnittstelle	k.A.	RS-232
Body-Mass-Index (BMI)	Nein	Ja
Höhe-Stab	Ja	
Kalibrierung	Extern	
Anzeige	LED mit 22mm Ziffernhöhe	
Stromversorgung	Interner Akku / 12VDC 50/60Hz 500mA adapter	
Betriebstemperatur	5° bis 40°C	
Gesamtabmessungen	535x275x940mm (BxTxH)	570x275x1310mm (BxTxH)
Nettogewicht	15kg	13kg

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)
1120011156	ATP Thermodrucker
3014011014	RS-232 Kabel
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
700660290	Adam Kalibrierschein

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.

Bestellen