



Le bilance LBK offrono una pesatura rapida e facile immediatamente all'uscita dell'imballaggio. Lo stile del modello e' di profilo semplice è compatto e consente a queste bilance di essere usate dove se ne abbia bisogno. Semplici da utilizzare con solo 5 tasti codificati a colori per evidenziare i tasti maggiormente utilizzati per un funzionamento più veloce.

Con le bilance LBK le operazioni di pesatura di base sono facili e veloci e con pesatura percentuale, conteggio di pezzi di base e 5 unità di pesatura la LBK può essere usata per più complesse operazioni di pesatura se necessario.

**La LBK offer il miglior qualità' per operazioni di pesature raide e semplici**



## Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

## Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale

## Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	LBK 3	LBK 6	LBK 12	LBK 30
Capacita'	3kg	6kg	12kg	30kg
Precisione	0.5g	1g	2g	5g
Ripetibilita' (S.D.)	0.5g	1g	2g	5g
Linearita' (+/-)	1g	2g	4g	10g
Dimensione piatto	250x180mm			
Unita' di misura	g, kg, lb, lb:oz, oz			
Tempo di stabilizzazione (sec)	2			
Calibratura	Calibratura esterna			
Visualizzazione	LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti			
Alimentazione	Cavo di alimentazione / Batteria ricaricabile interna			
Temperatura di esercizio	0° a 40°C			
Custodia	ABS			
Dimensioni totali	250x307x110mm (lpxh)			
Peso netto	1.8kg			

## Accessori

### Numero dell'unita' ..... Descrizione

700200056 .....	Coperchio protettivo per LBK
700200063 .....	Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 5)
700200064 .....	Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 10)
700660290 .....	Certificato di calibratura

## Accessori principali



**Coperchio protettivo per LBK**  
 Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.

Consegnato da