



La sedia pesapersona MCW 300L fornisce una soluzione economica e pratica per risolvere il problema della pesatura di pazienti a mobilità limitata o che non riescono ad alzarsi. MCW combina una struttura robusta alla funzionalità, riducendo al minimo le difficoltà di sollevamento dei pazienti ed eliminando la necessità di spostare le bilance pesanti ad uso sanitario. I piedi girevoli della bilancia e i braccioli aggiungono elementi di ulteriore comfort per i pazienti durante il processo di pesatura, rendendo loro più facile sedersi e alzarsi dalla sedia. La portabilità non è un problema, poiché le ruote girevoli ruotano scorrevolmente, mentre la batteria incorporata della bilancia elimina lo svantaggio di essere collegati a una presa elettrica con un cavo di alimentazione. Il peso è misurato in chilogrammi e MCW 300L calcola l'indice di massa corporea (IMC).

Comodità e accessibilità per la pesatura di pazienti a mobilità limitata



Caratteristiche

- Display a LED luminosi per una facile visualizzazione nella maggioranza degli ambienti
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- custodia, tastiera e display resistente a spruzzo e facile da pulire
- Le pedane e i braccioli ruotano per una facile accessibilità del paziente
- Le ruote girano consentendo un facile movimento
- Indicatore IMC (indice di massa corporea)
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Adattatore AC incluso

Applicazioni

- Pesatura
- Indicatore IMC (indice di massa corporea)

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	MCW 300L
Capacita'	300kg
Precisione	0.05kg
Ripetibilita' (S.D.)	0.1kg
Linearita' (+/-)	0.1kg
Unita' di misura	kg, lb
Tempo di stabilizzazione (sec)	3
Interfaccia	RS-232
Indice di Massa Corporea [IMC]	Si
Asta per l' altezza	No
Calibratura	Calibratura esterna
Display	LED con caratteri 22mm alti
Alimentazione	Adattatore 15VDC 50/60Hz 500mA / Batteria ricaricabile interna
Temperatura di esercizio	5° a 40°C
Dimensioni totali	675x875x950mm (lpxh)
Peso netto	25kg

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione

3126011263	Carta termica per stampante ATP
3126011281	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156	Stampante termica
3014011014	Cavo RS-232
3074010507.....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
600002028	Programma Adam DU
700660290	Certificato di calibratura

Accessori Principali



Stampante termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



Programma Adam DU

Il programma ADAM DU collega una bilancia con la rete di laboratorio, contribuendo a realizzare una raccolta di dati ininterrotti, trasferimento e analisi. ADAM DU offre un'interfaccia facile da usare con una finestra di controllo principale che consente agli utenti di raccogliere rapidamente le informazioni ricavate da un massimo di otto bilance ADAM contemporaneamente tramite RS-232 o connessioni USB.

Consegnato da