



Le bilance meccaniche MDW di Adam Equipment offrono una soluzione conveniente per verificare il peso dei frequentatori di palestre o centri di fitness, e dei pazienti in ospedale o presso gli ambulatori medici. Le ruote permettono una facile mobilità e un contrappeso dentellato mostra chiaramente i numeri. Le bilance MDW hanno una struttura robusta con base in metallo e piattaforma antiscivolo per la pesatura che garantiscono stabilità e comfort. I modelli includono un'asta regolabile in altezza per misurare simultaneamente il peso e l'altezza.

Una bilancia che misura peso e altezza,
facile da utilizzare e a prezzo conveniente



Caratteristiche

- Altezza misurabile da 60 a 212 cm
- Le ruote integrate consentono un facile movimento
- Piattaforma antiscivolo garantisce sicurezza quando si sale e scende dalla bilancia
- Asta che facilita la misurazione dell'altezza ad adulti e bambini durante la pesatura
- Costruzione in metallo per la base e colonna
- Regolazione a Zero

Applicazioni

- Pesatura
- Misurazione Dell'altezza

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	MDW 160M	MDW 200M
Capacita'	160kg	200kg
Precisione	0.1kg	
Ripetibilita' (S.D.)	0.2kg	
Linearita' (+/-)	0.2kg	
Dimensione piatto	375x275mm	
Unita' di misura	kg, lb	
Tempo di stabilizzazione (sec)	3	
Indice di Massa Corporea [IMC]	No	
Asta per l' altezza	Si	Si
Temperatura di esercizio	5° a 40°C	
Dimensioni totali	530x275x1485mm (lpxh)	
Peso netto	15kg	

Consegnato da