



A balança compacta Dune oferece uma pesagem rápida e fácil, é leve e tem um design simples. Com um funcionamento simples com três botões e construção em plástico resistente, a Dune é uma escolha inteligente para laboratórios, escolas, cozinhas, escritórios ou instalações veterinárias. Os resultados são mostrados num ecrã grande e a calibração automática é feita no teclado. Fácil de transportar, a Dune funciona com bateria ou adaptador AC.

Design otimizado para pesagem básica no laboratório, sala de aula ou na area de serviços




Características

- Ecrã grande de alto contraste, facilmente visível longede
- Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
- Modelo de peso-leve simplifica transporte e portabilidade
- Proteção contra sobrecarga ajuda a evitar danos aos componentes internos
- Teclado selado protege contra poeira e derramamentos acidentais
- Prato grande remove-se facilmente para a limpeza rápida
- Desligamento automático para economizar energia
- A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero
- Funciona com adaptador AC (incluído) ou baterias (não incluídas)

Aplicações

- Pesagem



DCT 302

Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na produção de balanças, profissionais em todo o mundo confiam em Adam para produtos de qualidade, ricos em recursos e com valores best-in-class - o equilíbrio certo entre velocidade, desempenho e valor.

Modelo	DCT 302	DCT 201	DCT 601	DCT 2001	DCT 2000	DCT 5000
Capacidade	300g	200g	600g	2000g	2000g	5000g
Legibilidade	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Repetibilidade (S.D.)	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Linearidade (+/-)	0.02g	0.2g	0.2g	0.2g	2g	4g
Tamanho do Pan	100mm ø	145x145mm				
Unidades de peso	g, oz		g, lb, oz			
Range de Tara	Gama Completa					
Tempo de estabilização (sec)	2					
Calibração	Calibração Externa					
Ecrã	LCD com 15mm dígitos de altos					
Fonte de alimentação	Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA					
Temperatura de funcionamento	0° a 40°C					
Habitação	ABS					
Dimensiones del protector de corriente de aire	Cuadrado 145x148x120mm	No Disponible				
Dimensões totais	147x208x150mm (wx dxh)					
Peso líquido	0.5kg					

Acessórios

Número do item	Descrição
700660290	Certificado de Calibração
700100012.....	F1 200g massa de calibração
700100010	F1 2kg massa de calibração
700100030	M1 2kg massa de calibração
700100060	M1 500g massa de calibração
700100072.....	M1 200g massa de calibração

Fornecido por