

Báscula de Bebé y Niño **MTB**



Ligera y portátil, la báscula para bebés y niños MTB ofrece un excelente valor y versatilidad para pediatras y otros profesionales de la salud. Con una capacidad de 20kg, esta báscula cuenta con la flexibilidad para pesar desde recién nacidos a niños en el mismo dispositivo. La báscula MTB cuenta con una rápida puesta en marcha y un sistema de operación fácil, así que solamente es necesario un mínimo de entrenamiento. La cuna ergonómica, inteligentemente diseñada, encaja firmemente en su lugar y proporciona un apoyo cómodo para los bebés. La cuna se quita fácilmente para dejar al descubierto una colchoneta de goma antideslizante en la parte de abajo, simplificando así la tarea de pesar a los niños pequeños. Una función de memoria graba el peso más reciente, lo que le permite al usuario anotar los resultados después de quitar de forma segura al niño de la báscula.

Ofrece la flexibilidad para pesar recién nacidos y niños pequeños en la misma balanza



Características

- Gran pantalla de alto contraste, fácilmente visible
- La característica de memoria puede recordar el último peso utilizado permitiendo que el usuario se concentre en el bebé o niño pequeño
- La cuna se puede remover para el pesaje de niños sobre la superficie de goma antideslizante
- Cuna ergonómica proporciona un apoyo cómodo
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
- The auto power-off feature conserves battery life
- Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)

Aplicaciones

- Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Báscula de Bebé y Niño **MTB**

Modelo	MTB 20
Capacidad	20kg
Legibilidad	5g
Repetibilidad (S.D.)	5g
Linealidad (+/-)	10g
Tamaño del plato	285x560mm
Unidades de medida	kg, lb
Tiempo de estabilización (sec)	2
Calibración	Calibración Externa
Pantalla	LCD con dígitos 29mm de alto
Alimentación de corriente	Adaptador 6VDC 500mA / Pilas 4 x AA
Temperatura de operación	10° a 40°C
Carcasa	ABS
Dimensiones totales	560x350x140mm (aprox)
Peso Neto	3.2kg

Accesorios

No. de Artículo

Descripción

700660290 Certificado de Calibración

Suministrados por

www.adamequipment.com

Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

© 2017 Adam Equipment SP-6062 07/12/17